



HEMOCARE



PRODUKTINFORMATIONEN ZUR SAUERSTOFFTHERAPIE

Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
D-56130 Bad Ems

Telefon: 0 26 03/96 00-1800
Fax: 0 26 03/96 00-1805
Internet: hul.de



HOSPITAL HEMOCARE DIAGNOSTICS





Cryopal Freelox



EasyMate



Caire Spirit



Helios/Marathon

	Cryopal Freelox				EasyMate	Caire Spirit			Helios	
	Tank		Mobilteil		Mobilteil	Mobilteil			Mobilteil	
	44 L	20 L	0,5 L	1,2 L	PM2200	Spirit 300	Spirit 600	Spirit 1200	Helios Plus H300	Helios Marathon H850
Durchmesser (mm)	366	366	-	-	-	-	-	-	-	-
Höhe (mm)	960	680	295	365	208	223	292	355	267	381
Länge (mm)	-	-	195	195	122	114	114	114	-	-
Breite (mm)	-	-	130	130	92	152	152	152	-	-
Gewicht leer (kg)	26	18	1,6	2,2	1,32	1,6	1,86	2,27	1,2	1,6
Gewicht voll (kg)	70	40	2,1	3,5	1,63	1,95	2,54	3,63	1,6	2,5
Sauerstoffkapazität (kg)	56	22	0,5	1,2	0,32	0,36	0,68	1,36	0,4	0,9
Gasäquivalent (L)	34.200	15.500	350	890	240	275	516	1026	308	685
Abgabemodus	-	-	-	-	demand	konstant/ demand	konstant/ demand	konstant/ demand	demand	konstant/ demand
Einstellbarer Durchfluss (L/min)	-	-	von 0,25 bis 7 konstant	von 0,25 bis 7 konstant	bis 4 demand	2 konstant/ bis 5 demand	2 konstant/ bis 5 demand	2 konstant/ bis 5 demand	4 demand	6 konstant/ bis 4 demand
Verdunstung (L/d)	< 0,7	< 0,7	< 0,5	< 0,5	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,7	< 0,5
Autonomie (h bei 2 L/min demand flow)	-	-	bis 4 h	bis 7 h	bis 8 h	bis 9 h	bis 17 h	bis 34 h	bis 10 h	bis 20 h

Sauerstoffkonzentrator EverFlo		Druckgassystem	
			
Höhe (mm)	580	Höhe (mm)	440
Länge (mm)	380	Länge (mm)	100
Breite (mm)	240	Breite (mm)	200
Gewicht (kg)	14,1	Gewicht (kg)	7 inkl. Druckgasflasche
Sauerstoffkonzentration	94% +/- 2% bei 2 lpm 88% +/- 4% bei 5 lpm		
Einstellbarer Durchfluss:	1-5 l/min		

Inogen One G3 HF		SimplyGo	
			
Höhe (mm)	180	Höhe (mm)	292
Länge (mm)	220	Länge (mm)	254
Breite (mm)	80	Breite (mm)	152
Gewicht (kg)	2,2 mit eingesetzter Batterie	Gewicht (kg)	4,5 mit eingesetzter Batterie
Sauerstoffkapazität	bis zu 1050 ml/min	Sauerstoffkapazität	max. 2000 ml/min +/- 200 ml
Einstellbarer Durchfluss	bis Stufe 5 getriggert	Sauerstoffkonzentration	90 +/- 3% (bei allen Einstellungen)
		Einstellbarer Durchfluss	bis zu 2 l/min kontinuierlich oder bis Stufe 6 getriggert

Andere mobile Sauerstoffkonzentratoren auf Anfrage.



Stand: 08/2018

Rev: 1

p10314de1808

