

homecare



JOYCEeasy

*Die komfortable, sichere Beatmungsmaske
für schnellstes Anpassen und Anlegen*



JOYCEeasy

Die komfortable, sichere Beatmungsmaske für schnellstes Anpassen und Anlegen

Von Grund auf neu: Weinmanns neue Beatmungsmaske JOYCEeasy. Sowohl ihre Form, als auch Befestigungs- und Einstellungs-elemente zielen auf einfachste Handhabung ab. JOYCEeasy überzeugt Patienten, MTAs und Fachhandel gleichermaßen als komfortable und besonders leicht anzulegende Maske.

Spart Zeit und Aufwand: Das medizinische Fachpersonal profitiert von der leichten Maskeneinstellung am Patienten, während die einfache, intuitive Handhabung hilft, teils unnötige Nachfragen seitens der Patienten bei Ärzten und Fachhändlern zu reduzieren.

JOYCEeasy verbessert auch die Therapie-Compliance und somit ihre Effektivität. Aufgrund zahlreicher Tests haben wir die Passform weiter optimiert und die Gefahr von Leckagen oder Druckstellen – insbesondere im Nasenwurzelbereich – beim Anwender auf ein neues Minimum reduziert.

Mit SilkTec-Veredelung: JOYCEeasy ist mit WEINMANN SilkTec-Beschichtung veredelt. Diese spezielle Beschichtung auf Maskenwulst und Stirnpolster, die sich seidig kühl anfühlt, vermittelt im Vergleich zu anderen Silikonprodukten ein unvergleichlich angenehmes Tragegefühl.

JOYCEeasy ist die intelligente Wahl. Einfach easy.

Perfekter Sitz! Dank noch mehr Präzision

- großzügiger, weicherer Nasenwurzelbereich **1**
- noch exaktere Größenanpassung

Zeit gespart!

Schnell und einfach an- und abzulegen

- Stirnpolster zum Darüberstülpen **2**
- Rasterzahlen an beweglichen Teilen für schnelle Einstellung der Stirnstütze **3**
- Bänderungsclips mit einfachem Clickraster **4**

Einfach zu bedienen!

Und mit WEINMANNstrap immer wieder sicherer Halt

- neuer, optimierter Schnitt der elastischen Kopfbänderung WEINMANNstrap **5**
- mit einstellbarem Querband gegen Verrutschen **6**
- Schlauchfixierband als optionale Fixiermöglichkeit des Geräteschlauches, wodurch sich die Hebelkräfte des Schlauches verringern **7**
- Klettungen sowie Außen- und Innenseiten farblich einfach zu unterscheiden **8**

Nahezu „unkaputtbar“

- Polyamid-Kunststoff macht JOYCEeasy flexibel, extrem stabil und hält sie in Form. **9**



- 1 Maskenwulst
- 2 Stirnpolster
- 3 Einstellung Stirnstütze
- 4 Bänderungsclip
- 5 WEINMANNstrap
- 6 Querband
- 7 Schlauchfixierband
- 8 Klettungen
- 9 Maskenkörper
- 10 Kugelgelenk
- 11 Ausatemssystem

Höchster Komfort!

Und noch mehr Wohlfühlgefühl durch WEINMANN SilkTec

- Nur der mit WEINMANN SilkTec beschichtete Maskenwulst und das Stirnpolster kommen mit der Haut in Berührung. Das erhöht den Tragekomfort. **1 2**
- WEINMANN SilkTec erleichtert die Reinigung, da Schmutz nicht mehr haften kann.

Viel Freiheit!

Und mehr Nachtruhe durch spaltförmiges Ausatemssystem

- Das Kugelgelenk ermöglicht Patienten, sich in alle Richtungen zu bewegen. **10**
- Ausatemssystem besonders leise durch optimale Luftströmung, die weder Patient noch Partner stört **11**

Ersatzteile

Kopfbänderung

inkl. Bänderungsclips
WM 25505



Stirnpolster

Silikon,
Beschichtung
WEINMANN SilkTec
WM 26777



Verschluss Druckmessanschluss

WM 26849



Stirnstütze

inkl. Stirnpolster Silikon,
Beschichtung
WEINMANN SilkTec
WM 15797



Drehhülse

WM 26846



Schlauchfixierband

WM 26774



Bänderungsclips

2 Stück
WM 26848



Maskenwulst

Silikon,
Beschichtung
WEINMANN SilkTec
Gr. S WM 26803
Gr. M WM 26813
Gr. L WM 26823



Set Kugelgelenk vented

Sicherungsring,
Winkel,
Drehhülse
WM 15798



Transportbeutel (o. Abb.)

WM 26295

Unser vollständiges Angebot an Therapielösungen, Zubehör und Maskensystemen finden Sie unter: weinmann.de

Technische Daten JOYCEeasy (Nasal)		CE 0197 <small>Zertifiziertes QM-System nach EN ISO 9001:2008/EN ISO 13485</small>	
Produktklasse nach Richtlinie 93/42/EWG:	II a	Temperaturbereich	<ul style="list-style-type: none"> ■ Betrieb: +5° C bis +40 °C ■ Lagerung: -20° C bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T):	ca. 80 x 130 x 90 mm	Strömungswiderstand	bei 50 l/min 0,05 hPa bei 100 l/min 0,28 hPa
Gewicht:	ca. 72 g ¹	angegebener Zweizahl-Geräusch-Emissionswert nach ISO 4871, Unsicherheitsfaktor 3 dB(A)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schalldruckpegel: 18 dB(A) ■ Schallleistungspegel: 23 dB(A)
Therapiedruckbereich:	4 hPa bis 30 hPa	Gebrauchsdauer:	bis zu 12 Monate ²
Schlauchanschluss Konus nach EN ISO 5356-1:			
<ul style="list-style-type: none"> ■ vented-Variante: Ø 22 mm (männl.) 			
Druckmessanschluss:	Ø 4 mm		

¹ abhängig von Größe und Ausführung

² Materialien, die zur Herstellung von Masken verwendet werden, altern, wenn sie z. B. aggressiven Reinigungsmitteln ausgesetzt sind. Im Einzelfall kann es daher notwendig sein, Maskenteile früher zu ersetzen.