


# Umsetzung der S3-Leitlinie NIV bei ARI



Heinen + Löwenstein GmbH & Co. KG  
 Arzbacher Straße 80  
 D - 56130 Bad Ems  
 Fon: +49 26 03/96 00 0  
 Fax: +49 26 03/96 00 50  
 info@hul.de  
 www.hul.de

## Analogtabelle Beatlungsmodi

HAMILTON	Dräger	Dräger	Dräger	GE
C1-C3, T1, G5, S1, MR1	Evita 4 / XL	Evita V500 / V300	Carescape R860	
P-CMV	---	PC-CMV	A/C PC	
P-SIMV	---	PC-SIMV	SIMV-PC	
DuoPAP	BIPAP	PC-BIPAP	Bilevel	
APRV	APRV	PC-APRV	APRV	
Spont	ASB	SPN-CPAP/ASB	CPAP / PSV	
NIV	ASB (NIV-Menü)	SPN-CPAP/ASB (NIV-Menü)	CPAP / PSV (NIV-Menü)	
NIV-ST	---	---	---	
(S) CMV	IPPV, IPPVass	VC-CMV	A/C VC	
SIMV	SIMV	VC-SIMV	SIMV-VC	
APVcmv	IPPV-Autoflow	VC-CMV-Autoflow	A/C PRVC	
APVsimv	SIMV-Autoflow	VC-SIMV-Autoflow	BiLevel VG	
PC-SIMV VG	---	---	SIMV-PRVC	
VS	---	SPN-CPAP/VS	VS	
ASV	---	---	---	