



Patient Interface

Herzstück für mehr Patienten-Compliance



Patient Interface

Herzstück für mehr
Patienten-Compliance

Für jede Anforderung die passende Maske

Die Ansprüche sind enorm: Beatmungsmasken müssen eine perfekte Passform und großen Tragekomfort bieten. Gleichzeitig sollen sie hohen Therapiedrücken standhalten, Lösungen für eine angenehme Ausatmung liefern sowie hautverträglich und leise sein. Kein Problem für unsere Masken, die übrigens speziell für den Gebrauch mit Therapiegeräten von Löwenstein Medical Technology wie die der prismaLINE konzipiert wurden.

Das macht sie zum Herzstück für mehr Patienten-Compliance und Therapieerfolg: Die anpassungsfähige JOYCEone, die einfach zu bedienende JOYCEeasy nasal und JOYCEeasy Full Face, die auch bei hohen Drücken stabil sitzende JOYCEeasy next FF sowie die bewährten Silikon- und komfortablen Silk-Gel-Varianten der JOYCE-Familie. Dank dieser Vielseitigkeit findet wirklich jeder Patient die Maske, die (zu) ihm passt.

Im Überblick

JOYCEone



JOYCEone nasal · JOYCEone Full Face

- schnelle Anpassung ohne Kompromisse bei der Passgenauigkeit
- 1. Wahl
- auch für asiatische Gesichter

Tipp zur richtigen Anpassung:

Der Maskenwulst kann flexibel auf dem Nasenrücken bzw. im Kinnbereich variieren, er kann also auch weiter unten bzw. weiter oben aufsitzen.

JOYCEeasy



JOYCEeasy nasal · JOYCEeasy Full Face · JOYCEeasy next FF

- einfache Handhabung und Anpassung
- 2. Wahl
- höhere Drücke (JOYCEeasy next FF)

Tipp:

JOYCEeasy eignet sich besonders, wenn die Stirnstütze individuell justiert werden soll.

JOYCE SilkGel



JOYCE SilkGel nasal · JOYCE SilkGel Full Face

- individuell kombinierbar
- Gelmasken

JOYCE



JOYCE nasal

- lange Gesichter / Nasen
- in XL verfügbar



JOYCE Full Face^{plus}

- Vollbartträger
- Muskelschwäche

									
		JOYCEone	JOYCEone Full Face		JOYCEeasy next FF	JOYCEeasy	JOYCEeasy Full Face	JOYCE Full Face	
		Nasal-Maske	Mund-Nasen-Maske		Mund-Nasen-Maske	Nasal-Maske	Mund-Nasen-Maske	Nasal-Maske	
		vented	vented	non-vented	vented	non-vented	vented	vented	
Größe WM-Nummer;	S	25260	25290	25270	25109	25159	25510	25910	26118/26112
	M				25119	25169	25520	25920	26128/26122
	L				25129	25179	25530	25930	26138/26132
	XL				—	—	—	—	—
Silikon		✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
Gel		—	—	—	—	—	—	✓	
Druckbereich		4 - 30 hPa	4 - 30 hPa	4 - 30 hPa	4 - 40 hPa	4 - 40 hPa	4 - 30 hPa	4 - 30 hPa	4 - 40 hPa
Lautstärke (db(A) bei 10mbar)		15	15	—	15	—	18	18	15
Kugelgelenk		✓	✓	—	✓	—	✓	✓	✓
Druckmessanschluss		✓	✓	—	✓	—	✓	✓	✓
Reißleine (optional)		—	✓	✓	✓	✓	—	✓	—
Externes Ausatemssystem anschließbar		—	—	—	—	—	—	—	—

Die Passformen

Abb. Passform: Nasalwulst



JOYCEone
One size / breiter und flexibler Nasenrücken



JOYCEeasy
breiterer Nasenrückenbereich / Größen länger als JOYCE



JOYCE SilkGel
schmäler Nasenrückenbereich / Gelfüllung



JOYCE
schmäler Nasenrückenbereich / Größen S – XL

Abb. Passform: Mund-Nasen-Wulst



JOYCEone Full Face
One size / breiter und flexibler Nasenrücken



JOYCEeasy Full Face
breiterer Nasenrückenbereich / Größen länger als JOYCE



JOYCEeasy next FF
breiter und länger als JOYCEeasy Full Face / höhere Drücke



JOYCE SilkGel Full Face
schmäler Nasenrückenbereich / Gelfüllung



JOYCE Full Face
schmäler Nasenrückenbereich / Größen S – XL

SilkGel / E GEL			JOYCE		JOYCE Full Face				NP 15
Mund-Nasen-Maske			Nasal-Maske		Mund-Nasen-Maske				Nasenpolster-Maske vented
non-vented	vented	non-vented	vented	non-vented	vented	40 hPa vented	NV 40 hPa non-vented	Full Face ^{plus} vented	
26168/26162	26418/26412	26468/26462	26110	26160	26410	26411	26461	26413	
26178/26172	26428/26422	26478/26472	26120	26170	26420	26421	26471	26423	26755
26188/26182	26438/26432	26488/26482	26130	26180	26430	26431	26481	26433	
—	—	—	26140	26190	26440	26441	26491	26443	—
—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
4 - 40 hPa	4 - 40 hPa	4 - 40 hPa	4 - 30 hPa	4 - 30 hPa	4 - 30 hPa	4 - 40 hPa	4 - 40 hPa	4 - 30 hPa	4 - 25 hPa
—	16,5	—	15	—	16,5	16,5	—	16,5	15
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
—	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	—
✓	—	—	—	✓	—	—	—	—	—

Für alle Full-Face-Masken von Löwenstein Medical

Endoskopie-Adapter

Endoskopieren unter NIV – mit unserer Lösung für Profis! Tauschen Sie einfach den Maskenwinkel gegen den Endoskopie-Adapter aus.



Non-vented-Winkel

Wir bieten neben der üblichen vented-Variante auch das Set Winkel Full Face NV one/easy an: Sicherungsring NV und Winkel NV.



CE 0197



© Urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung jeder Art nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch Löwenstein Medical Technology.

Löwenstein Medical Technology
Kronsaalweg 40, 22525 Hamburg
Deutschland
T: +49 40 54702-0
F: +49 40 54702-461