

leon *plus neo*

Software 3.0



Löwenstein Medical entwickelte mit der Kompetenz aus 25-jähriger Erfahrung im Bereich Neonatologie die Software **Leon plus neo** für die Neonatal-Beatmungs-Technologie.

Diese Software beinhaltet folgende Beatmungsmodi:

IMV/PCV-Mode

- Frequenz 6–100 l/min

IMV/SIMV-Mode

- V_{Ti} 3–600 ml

Einstellbereiche von 3 – 20 ml in 1er-Schritten
20 – 50 ml in 2er-Schritten
50 – 100 ml in 5er-Schritten
100 – 600 ml in 10er-Schritten

PCV/SPCV-Mode

- Volumengarantie

Einstellbereich ab 3 ml in 5er-Schritten



Leon plus neo

Software 3.0

Homecare
Pneumologie
NEONATOLOGIE
ANÄSTHESIE
Intensivbeatmung
Schlafdiagnostik
Service
Patientenbetreuung



Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
D-56130 Bad Ems

Telefon: 0 26 03/96 00-0
Fax: 0 26 03/96 00-50
Internet: hul.de