

**NEW
DESIGN**

JOYCEeasy nasal


Einfach passend:

Kann Gutes noch besser werden? Ja!

Dank Ihrer Rückmeldungen konnten wir den Maskenwulst der JOYCEeasy weiter optimieren.

Ein breiter, weicher und tiefer Nasenrückenbereich lässt auch größere Nasen leicht und angenehm in den Wulst abtauchen. Durch einen flacheren und flexiblen Oberlippenbereich schmiegt sich die Maske noch sanfter an das Gesicht an.

Dank einer Vergrößerung des Maskenwulstes können von diesen Verbesserungen nun noch mehr Patienten profitieren. Keine Sorge, der in der Größe unveränderte Wulst in Größe S passt auch weiterhin auf kleine Gesichter.



Einfach easy:

Auf die bewährten Elemente der JOYCEeasy müssen Sie natürlich nicht verzichten:

- Kugelgelenk für grenzenlose Beweglichkeit
- Leises und diffuses Ausatemsystem
- Einfaches Handling
- Extrem robuster Kunststoff

EINFACH BESSER

Einfach easy –
einfach passend



JOYCEasy nasal



Und das Beste kommt zum Schluss

Für Sie bleibt alles beim Alten!

Neue Maske, gleiche Artikelnummer –
und das schon ab **Dezember 2016!**

Löwenstein Medical Technology
Kronsaalsweg 40, 22525 Hamburg
Deutschland
T: +49 40 54702-0
F: +49 40 54702-461
www.loewensteinmedical.de

