

HEMECARE



Übersicht HEMECARE 2020

Inhalt

Schlafapnoetherapie

prisma20A	3
prisma SMART	3
DreamStation Auto-CPAP	3
prisma25S-C	4
prisma25S	4
prisma25ST	4
prismaCR	5
DreamStation Auto BiPAP	5
DreamStation ST25	5

Außerklinische Beatmung

DreamStation BiPAP autoSV	6
prisma VENT30-C	6
prisma VENT40	7
prisma VENT50	7
prisma VENT50-C	7
DreamStation ST30 AAM	8
BiPAP A40 Silver Series	8
EO-150	9
Vivo 55	9
Vivo 65	9

Atemgasanfeuchter

AIRcon	10
prisma VENT AQUA	10

Sauerstofftherapie

EverFlo	11
SimplyGo	11
SimplyGo Mini	11

Inhalation

Aeroneb Solo	12
Aeroneb Start	12

SIDS Monitore

VitaGuard VG 3100	13
VitaGuard VG 2100	13
VitaGuard VG 310	13

Pulsoxymetrie

Masimo RAD-8/RAD-8v	14
Masimo RAD-9	14
Nellcor PM 100	14
Nonin Avant 9600.....	14

Schlafdiagnostik

Sonata	15
MiniScreen plus	15
MiniScreen premium	15

Nasalmasken

CARA	16
JOYCEone	16
JOYCEeasy	16
JOYCE	17
JOYCE SilkGel	17

Full Face Masken

CARA Full Face	18
JOYCEone Full Face	18
JOYCEeasy Full Face	18
JOYCE Full Face	18
JOYCEeasy next FF	19
JOYCE Full Face SilkGel	19
Amara	20
Amara View	20

Minimalkontaktmasken

NP 15	20
-------------	----

Masken Klinik

JOYCEclinic FF	21
----------------------	----

Sekretmanagement

Cough Assist E70	22
The Vest	22

Absaugung

Allegra M30	22
-------------------	----

High-Flow-Therapie

LM Flow 100	23
MyAirvo 2	23



prisma20A

Das Auto-CPAP-Gerät aus der Premium-Gerätelinie prisma von Löwenstein Medical bietet alle Voraussetzungen für einen erfolgreichen Therapieverlauf. Funktionelle Bedienoberfläche mit großem Touch-Display, exzellenter Motor mit hohen Leistungsreserven, intelligente Druckregulation im Atemzyklus. Umfangreiche Komfortfunktionen und der validierte Auto-CPAP-Algorithmus mit FOT-Technologie. Der anklickbare Atemgasanfeuchter prismaAQUA verfügt über die Option zur Schlauchheizung.



prisma SMART

Das prisma SMART setzt die Tradition hochwertiger Auto-CPAP-Geräte aus dem Hause Löwenstein Medical fort und ermöglicht überdies durch die neue Auswahlmöglichkeit für eine klassische oder dynamische Druckregulation eine für den Patienten individualisierte Atemtherapie. Die bekannte Expirationshilfe softPAP ist jederzeit zuschaltbar. Klassische, einfache Benutzerführung mit besonders gut ablesbarem Display. Im Lieferumfang sind Pollenfilter bereits enthalten. Kombinierbar mit dem bekannten Atemwegsaneuchter prismaAQUA.



DreamStation Auto-CPAP

Revolutionär im Design, bewährt in der Technik. Grundlage dieses Therapiegeräts ist der validierte Algorithmus von Philips Respironics zur Druckregulation bei obstruktiver Schlafapnoe, zusätzlich kombinierbar mit den Expirationshilfen C-Flex oder A-Flex. Innovative Technik bei der Atemwegsaneuchtung u. a. mit Dry-Box-Technologie zur Vermeidung von Wasserrückfluss und optionaler Schlauchheizung. Das Therapiegerät ist vorbereitet für verschiedene Möglichkeiten zur Datenfernübertragung.



**Neuer Bilevel-Algorithmus
ab 03/2020**



**Neuer Bilevel-Algorithmus
ab 03/2020**



prisma25S-C

Dieses Therapiegerät von Löwenstein Medical ist ein klassisches BiLevel-S-Gerät mit allen Vorteilen der prisma-Therapieserie. Hochwertiger Blower mit einem Druckbereich bis 25 hPa und deutlichen Leistungsreserven. Dreistufig einstellbarer Trigger. Optional kombinierbar mit prismaAQUA und Schlauchheizung.

prisma25S

Dieses BiLevel-Auto-Gerät von Löwenstein Medical setzt mit zahlreichen Innovationen neue technische Maßstäbe in seiner Produktklasse. Großes, farbiges Touchdisplay. Intelligente Triggerfunktionen. Wahlweise mit TRI-Level, dem klinischen validierten Algorithmus für maximale Druckeinsparung. Optional mit prismaAQUA und Schlauchheizung.

prisma25ST

In dem meistverkauften BiLevel ST-Gerät für die Schlafapnoetherapie kombiniert Löwenstein Medical bekannte technische Highlights wie TRI-Level, Scopes und WMtrak mit einem außerordentlich leistungsfähigen Motor und moderner Prozessortechnik. Der einzigartige Auto-ST-Modus ermöglicht neue therapeutische Perspektiven bei der Behandlung von schlafbezogenen Atmungsstörungen. Einfache Bedienung und Therapiedarstellung durch das beliebte Touchdisplay der prisma-Therapiegeräte.



prismaCR

Das Spitzenprodukt der prisma-Serie verbindet einen modernen Hochleistungsblower mit der klinisch evaluierten Beatmungstechnik von Löwenstein Medical zur Behandlung zentraler und komplexer schlafbezogener Atmungsstörungen. Antizyklische Servoventilation (ASV) mit Auto-EPAP-Steuerung und optionale TRILEvel-Technik sorgen für hervorragende individuelle Therapieoptionen in einem Druckbereich von 4-30 hPa.



DreamStation Auto BiPAP

Kombinierte Druckregelung mit automatischer Triggeranpassung (Auto-Trak), Bi-Flex zur Druckentlastung bei Ausatmung und validierter BiPAP-Auto-Algorithmus mit differenzierter Erkennung nächtlicher Atmungsstörungen. Optional integrierbarer Befeuchter mit intelligenter Steuerung und Dry-Box-Technologie zur Verhinderung von Wasserrücklauf in das Geräteinnere.



DreamStation ST 25

Dieses moderne Therapiegerät von Philips Respironics verbindet die bewährten BiLevel-Algorithmen zur Behandlung der zentralen und obstruktiven Schlafapnoe mit dem Komfort und dem Datenmanagement der bekannten DreamStation Serie.



DreamStation BiPAP autoSV

In diesem Therapiegerät von Philips Respironics wurde die bewährte Technologie zur Adaptiven Servoventilation (ASV) in ein modernes, zeitgemäßes Gerätedesign überführt. Völlig intuitiv bedienbares Benutzermenü. Optional mit Atemluftanfeuchter erhältlich.



prisma VENT30-C

Mit dem prisma VENT30-C wird die Zukunft zur Wirklichkeit. Anwender lieben die einfache Bedienung ebenso wie die adapterlose Kompatibilität mit Zubehör der prismaLINE. Der vollständige Satz an Beatmungsmodi sowie Drücke von bis zu 30 hPa ermöglichen den flexiblen Einsatz, auch unter sich verändernden Bedingungen. Die Funktionen AirTrap Control, Triggersperrzeit genau wie die expiratorische Rampe geben Sicherheit und Komfort für die Beatmung bei COPD. Integrierte Grafiken bieten zu jedem Zeitpunkt nützliche Informationen, damit jeder Parameter sicher eingestellt werden kann.





prisma VENT40

Dank des großen Druckbereichs bis 40 hPa und der Volumenkomensation ist das Gerät für die Therapie eines breiten Spektrums an Erkrankungen bestens geeignet. Sowohl prisma VENT30 als auch prisma VENT40 verfügen über ein vollständiges Alarmmanagement, ein integriertes Netzteil und einen optionalen internen Akku mit bis zu 12 Stunden Laufzeit. So kann prisma VENT problemlos transportiert und stets sicher eingesetzt werden.



prisma VENT50

Neben der Beatmung im Leckagesystem wie bei prisma VENT40 ist es mit dem prisma VENT50 jetzt auch möglich, das Einschlauchsystem mit Patientenventil zu verwenden. Hinzu kommen ein noch größerer Druckbereich bis 50 hPa, druck- und volumenkontrollierte Mundstückbeatmungsmodi (MPVp und MPVv) und LIAM (Lung Insufflation Assist Maneuver) zur Hustenunterstützung und zum Sekretmanagement. Das prisma VENT 50 verfügt über ein umfassendes Alarmmanagement und einen Akku mit bis zu 12 Stunden Betriebsdauer.



prisma VENT50-C

Das prisma VENT50-C verfügt im Vergleich zum prisma VENT50 zusätzlich über den High-Flow-Modus (HFT). Im HFT-Modus stellt das Gerät einen konstanten Flow von 5 – 60 l/min. zur Verfügung. Zusätzlich kann Sauerstoff eingeleitet werden. Dieser Flow wird dem Patienten angewärmt und befeuchtet (mit z.B. dem prisma VENT AQUA) über entsprechende Nasenkanülen appliziert. Diese Nasenkanülen gibt es in verschiedenen Größen für die nicht-invasive Anwendung. Es steht auch ein Interface für die invasive Anwendung zur Verfügung.



DreamStation ST 30 AAM

Dieses neue Beatmungsgerät von Philips Respironics aus der DreamStation Serie passt sich intelligent dem Atemmuster der Patienten an und minimiert so die notwendige Druckunterstützung. Mittels der bekannten Patientenmanagementsysteme EncoreAnywhere und EncorePro können Compliance und Therapieerfolg jederzeit überprüft werden.



BiPAP A40 Silver Series

Das A40 Silver Series bietet dem Anwender noch mehr Komfort, gepaart mit technologischen Innovationen wie einer stark verlängerten Batterielaufzeit und einer optionalen Schlauchheizung für den anklickbaren Atemgasbefeuchter. Optional mit automatischer Anpassung von Tidalvolumen und EPAP.



Außerklinische Beatmung



EO-150

Das EO-150 überzeugt durch sein einzigartiges Click & Go Konzept: Austauschbare und unabhängig von der Station zu betreibende Beatmungsmodule verringern das Gesamtgewicht und die Größe der Beatmungseinheit, die Mobilität der Patienten hingegen wird dadurch erheblich gesteigert. Auch die Übertragung des Patientenmodus und der Alarmer auf Tablet, PC oder Smartphone vereinfacht die Mobilität und schafft so größtmögliche Freiräume für die Patienten.



Vivo 55

Das Vivo 55 ist eine flexible, fortschrittliche und klinisch wirksame Beatmungslösung. Es bietet eine optimale Versorgung in der Klinik und im häuslichen Umfeld. Das Beatmungsgerät Vivo 55 vereint den neuesten Stand der Technik mit herausragendem Design und hochwertiger Verarbeitung zur optimalen Versorgung jedes Patienten in jedem Umfeld.



Vivo 65

Das lebenserhaltende Beatmungsgerät Vivo 65 wurde für Kinder und Erwachsene entwickelt, die auf eine sichere und zuverlässige Beatmung angewiesen sind. Das Vivo 65 bietet klinische Leistungsfähigkeit, Vielseitigkeit und niedrige Gesamtbetriebskosten für den Einsatz in der Klinik oder zu Hause.



AIRcon

Der Atemgasbefeuchter AIRcon verbindet moderne Technik und innovatives Design zu einer gelungenen Einheit. Das Ergebnis ist optimal physiologisch konditioniertes Atemgas, das die Schleimhäute des maschinell beatmeten Patienten vor Austrocknung schützt und Beeinträchtigungen der mukoziliären Clearance verhindert. Mit dem AIRcon Atemgasbefeuchtungssystem steht ein neues Gesamtkonzept für alle Patientengruppen in Klinik und Heimversorgung zur Verfügung.



prisma VENT AQUA

Der neue Aktivbefeuchter überzeugt durch seine äußerst einfache Handhabung. Er erkennt automatisch, ob Schlauchheizung und Temperatursonde angeschlossen sind und startet im entsprechenden Modus. Durch die einfache Bedienung und das umfassende Alarmmanagement ist er hervorragend für den anspruchsvollen Einsatz in der nicht-invasiven Beatmung und High-Flow Therapie geeignet.



Atemgasanfeuchter



EverFlo

Kompakter Sauerstoffkonzentrator für Klinik- und Heimbereich mit extrem niedrigem Gewicht (14 kg). Sehr einfache Bedienbarkeit und geringes Betriebsgeräusch. Für das Gerät sind keine regelmäßigen Instandhaltungsarbeiten erforderlich.



SimplyGo

Der neue tragbare Sauerstoffkonzentrator SimplyGo setzt im Markt Akzente. Bei einem Gewicht von nur 4,5 kg ermöglicht der SimplyGo einen kontinuierlichen Sauerstofffluss von bis zu 2 l/min. Alternativ kann der Sauerstoff im pulsierenden Modus oder im Schlafmodus als Bolus verabreicht werden. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, einfach zu transportieren durch komfortable Tragetasche oder Trolley. Sehr leicht auszutauschende Akkus für noch mehr Autonomiezeit ohne Netzbetrieb.



SimplyGo Mini

Der SimplyGo Mini zählt zu den kleinsten und leichtesten Sauerstoffkonzentratoren. Mit dem geringen Gewicht von 2,3 kg und dem schlanken Design überzeugt der mobile Konzentrator im Handling. Darüber hinaus erleichtert die intuitive Bedienbarkeit die tägliche Nutzung des Gerätes.



Aeroneb Solo

Das Gerät zeichnet sich durch seine einfache Handhabung im Bereich der Verneblung sowie der Befüllung aus. Der Einsatzbereich reicht vom Neugeborenen bis zum Erwachsenen. Der Aeroneb Solo kann als Handgerät genutzt oder in ein Schlauchsystem integriert werden. Betrieben wird das Gerät mit Einwegadaptern.



Aeroneb Start

Auch der Aeroneb Start zeichnet sich durch die einfache Handhabung im Bereich der Verneblung sowie der Befüllung vom Intensivbereich bis zur häuslichen Anwendung aus. Neugeborene und Erwachsene können mit dem Gerät therapiert werden. Der Aeroneb Start ist als Handvernebler sowie für Beatmungssysteme konzipiert. Betrieben wird dieses Gerät mit Mehrwegadaptern.



Inhalation




VitaGuard VG 3100

Der Herz-, Atmungs- und Sauerstoff-Überwachungsmonitor ist dank seiner Größe und seines leichten Gewichtes optimal als ambulant Überwachungssystem geeignet. Er bietet höchste Flexibilität, da er automatisch zwischen Netzadapter und Batteriebetrieb umschaltet.



VitaGuard VG 2100

Der Herz- und Atmungs-Überwachungsmonitor bietet höchste Flexibilität, da er automatisch zwischen Netzadapter und Batteriebetrieb umschaltet. Durch seine Größe und sein leichtes Gewicht eignet er sich optimal als ambulant Überwachungssystem.



VitaGuard VG 310

Der Monitor überwacht die Vitalfunktionen, Sauerstoffsättigung und Pulsrate. Er bietet höchste Flexibilität, da er automatisch zwischen Netzadapter und Batteriebetrieb umschaltet und überzeugt durch seine Größe und sein leichtes Gewicht.



Masimo RAD-8/RAD-8v


Das Masimo SET Puls-Oximeter Rad-8/8v wurde speziell für die Überwachung der Blutsauerstoffsättigung im Krankenhaus, Transport und der Homecare-Versorgung entwickelt. Die innovative Sensorkonstruktion ermöglicht eine schnelle Signalfindung beim Einschalten des Gerätes. Extrem leicht an Gewicht, besticht Rad-8/8v mit höchster Empfindlichkeit, Spezifität, Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei der Messung. Rad-8/8v ist in den Ausführungen horizontal oder vertikal erhältlich.



Masimo RAD-9

Rad-9 ist mit der einzigartigen Masimo SET Technologie ausgestattet. Rad-9 zeichnet sich nicht nur durch die klare, deutliche LCD-Anzeige, die plethysmographische Anzeige der Messwerte und das leicht zu bedienende Anwendermenü aus.

Rad-9 ist außerdem mit Masimo LN-9- und NR-Sensoren kompatibel und der umfassende Leistungsbereich ist individuell konfigurierbar.



Nellcor PM 100

Das Nellcor Bedside SpO₂-Überwachungssystem bietet die neueste digitale Signalverarbeitungstechnologie. Diese zeichnet sich durch präzise Genauigkeit sowie Bewegungstoleranz und schnelle Geschwindigkeit aus. Atemwegskomplikationen können durch das System früher entdeckt werden und somit besteht die Möglichkeit für ein schnelleres Eingreifen.



Nonin Avant 9600

Das NONIN Pulsoxymeter Avant® 9600 kann als Tischgerät und dank Akkubetrieb auch mobil verwendet werden. Durch die mögliche Anbindung an eine Schwesternrufanlage eignet es sich ideal für den Einsatz von der klinischen bis hin zur Heimpflege-Anwendung. Des Weiteren bietet das Pulsoxymeter Avant® 9600 flexible Alarmverwaltungsoptionen und einen Patientensicherheitsmodus.


NEU!


Sonata

Sonata ist ein modernes Polysomnographie-System nach AASM Kriterien auf dem höchsten technischen Standard mit der vollsten Flexibilität und einem umfangreichen Leistungsspektrum. Fortlaufend optimierte Algorithmen erlauben eine zuverlässige und valide Vorauswertung der Aufzeichnung.

Mit seinen 65 Kanälen, dem ansprechenden Design, der integrierten WLAN Funktionalität und der Flexibilität in Sensorik, Applikation und Anwendung ist es der ideale Partner für zukünftige polysomnographische Untersuchungen.



MiniScreen plus

Der Bestseller unter den kardiorespiratorischen Polygraphiegeräten bietet den bestmöglichen Leistungsumfang zu erstaunlich niedrigen Kosten.

Durch die einfache Ausbaufähigkeit auf bis zu 24 Kanäle kann das schlafmedizinische Diagnosespektrum sinnvoll erweitert werden.



MiniScreen premium

MiniScreen premium ist die neue kardiorespiratorische Polygraphie aus dem Hause Löwenstein. Die Stärke des Gerätes liegt in der Erfassung des Atemflusssignals unter PAP-Therapie. Gerade bei Therapieformen mit schnell wechselnden und hohen Drücken wie BiLevel und ASV bietet die integrierte Differenzdruckmessung ein exzellentes Atemflusssignal. Deshalb ist MiniScreen premium prädestiniert für den Einsatz zur NIV-Kontrolle. Ein weiterer Vorteil des Geräts liegt in der Analyse von autonomen Arousal, welche eine zuverlässige Analyse von RERA in der Polygraphie erlaubt.



CARA

Unsere komfortabelste Nasalmaske.

CARA ist die neueste und modernste Maske von Löwenstein Medical. Cara perfektioniert Bewährtes auf moderne Art und Weise und überzeugt durch ihre Leichtigkeit, geringe Größe und ihr gelungenes Design. Das sanft anschmiegende, passgenaue Maskenkissen und das extrem leise Ausatemsystem sind die wichtigen Details, die das Leben für den Patienten leichter machen.



JOYCEone

JOYCEone: Eine Maske, eine Größe und passend für fast jedes Gesicht!

Unsere international erfolgreiche Nasalmaske sorgt mit nur einer universellen Größe für einen zuverlässigen, absolut dichten Sitz bei den meisten Patienten. Möglich wurde dies durch den besonders konstruierten Maskenwulst und die neuartige, federnde Stirnstütze. Das bewährte Kugelgelenk verhindert dabei unerwünschte Hebelwirkungen des Therapie-schlauchs. Wie bei allen Masken aus unserem Haus ist das Abströmgeräusch auch der JOYCEone sehr leise.



JOYCEeasy

JOYCEeasy: Unsere Nasalmaske mit den ausgewogensten Eigenschaften.

Die in drei verschiedenen Größen verfügbare JOYCEeasy überzeugt seit Jahren durch ihre zuverlässige Abdichtung und Passform. Durch Detailverbesserungen im Maskenwulst wurde der Tragekomfort jetzt nochmals verbessert. Geblieben sind dabei das angenehm leise Abströmgeräusch, die freie Beweglichkeit durch das Kugelgelenk und die einfache Handhabung für die Reinigung.



JOYCE

JOYCE ist für jeden Schlafapnoe- und Heimbeatmungspatienten geeignet und individuell zusammenzustellen – und verfügt so über eine perfekte Passform. Entscheidend dafür ist ihr Baukastenprinzip, nach dem nahezu alle Teile für alle Masken der JOYCE-Familie geeignet sind. Für weiteren Tragekomfort sorgt das rundum bewegliche Kugelgelenk der kleinen, leichten Maske. JOYCEs Ausatemsystem ist nicht nur sehr leise, sondern auch so konzipiert, dass weder der Patient noch sein Partner direkt von der ausströmenden Luft angestrahlt werden.



JOYCE SilkGel

Die spezielle Kombination von hochwertigem Gel und reibreduzierter Silikonoberfläche bietet bei dieser Therapiemaske von Löwenstein Medical höchste Hautfreundlichkeit und herausragende Anpassung an die Gesichtskontur. Sehr leicht zu reinigen. Erhältlich in drei Größen und auf Anfrage auch als Non-Vent-Variante ohne integrierte Ausatemvorrichtung.

**Die hier dargestellten Masken stellen nur eine Auswahl aus unserem Produktbereich dar. Bitte sprechen Sie für weitere Informationen unsere Fachberater an.
Telefon: +43 (0) 1 / 615 11 34**



Nasalmasken



NEU!

CARA Full Face

Die neue CARA Full Face bietet jetzt auch allen Full-Face-Masken-Trägern den Komfort der erfolgreichen CARA Nasal und komplettiert die CARA-Familie.

Erleben Sie perfekte Passform, hohen Tragekomfort, eine angenehme und leise Ausatmung und gute Hautverträglichkeit. Lassen Sie sich überzeugen von der Leichtigkeit, dem sich sanft anschmiegenden, passgenauen Maskenkissen, der guten Einstellmöglichkeit und vielen weiteren pfiffigen Details.




JOYCEone Full Face

Auch diese moderne Nasen-Mund-Maske von Löwenstein Medical vereinigt alle Vorteile der erfolgreichen JOYCEone-Serie: Leicht, kompakt, hoher Tragekomfort, sehr robuste Materialien und einfach in Handhabung und Reinigung.



JOYCEeasy Full Face

Als Ergebnis stetiger Produktweiterentwicklung beeindruckt die erfolgreiche Nasen-Mund-Maske von Löwenstein Medical mit sehr ausgeglichenen Trageeigenschaften und vielen durchdachten Details wie die spezielle Oberflächenbeschichtung SilkTec, das einzigartige Kugelgelenk im Schlauchanschluss oder den integrierten Druckmessanschluss. Eine Maske praktisch ohne erkennbare Schwächen, erhältlich in den Größen S, M und L.




JOYCE Full Face

JOYCE Full Face ist für jeden Schlafapnoe- und Heimbeatmungspatienten geeignet und individuell zusammenzustellen und verfügt so über eine perfekte Passform. Entscheidend dafür ist ihr Baukastenprinzip, nach dem nahezu alle Teile für alle Masken der JOYCE-Familie geeignet sind. Für weiteren Tragekomfort sorgt das rundum bewegliche Kugelgelenk. Das Ausatemsystem ist nicht nur sehr leise, sondern auch so konzipiert, dass weder der Patient noch sein Partner direkt von der ausströmenden Luft angestrahlt werden.



JOYCEeasy next FF

Die überarbeitete Version der erfolgreichen JOYCEeasy Full Face von Löwenstein Medical besitzt einen optimierten Maskenwulst und eine neue Kopfbänderung, beides speziell für hohe Drücke konzipiert. Leichtgängiger, ergonomischer Bänderungsclip für ein einfaches Handling der Maske. Besonders geeignet für Beatmungs- sowie Schlafapnoepatienten mit normalen bis adipösen Gesichtern. Auch als NV-Variante erhältlich.



JOYCE Full Face SilkGel

JOYCE SilkGel ist die jüngste Gel-Variante der bewährten Masken der JOYCE-Familie. Es gibt sie als Nasal- und Mund-Nasen-Masken. Der sehr hohe Tragekomfort macht die individuell zusammenstellbaren Masken zu etwas ganz Besonderem. Ihr Maskenwulst und das Stirnpolster sind mit reibreduziertem Silikon versehen. Das Gel-Stirnpolster und die Bänderung mit optimiertem Schnitt runden die SilkGel-Masken perfekt ab.





Amara

Diese innovative Nasen-Mund-Maske des Herstellers Philips Respironics überzeugt durch ein leises Abströmgeräusch, eine sehr gute Abdichtung in dem sensiblen Kinnbereich und eine ungewöhnlich einfache Handhabung für den Patienten. Erhältlich in den Größen P, S, M und L, auf Anfrage auch als Non-Vent-Variante.



Amara View

Mit der neuen Amara View wartet Philips Respironics mit einem völlig neuen Konstruktionsprinzip für eine Nasen-Mund-Maske auf, welches den Tragekomfort und das Gesichtsfeld für den Patienten optimiert. Die Maske ist in drei verschiedenen Größen verfügbar.



NP 15

Leise, leiser, am leisesten. Genau das ist unsere Nasenpolstermaske NP 15. Wie der Name schon andeutet, beträgt ihre „Leisigkeit“ nur 15 Dezibel* – etwa wie das Blätterrauschen in der Ferne. Äußerst komfortabel ist die Schlaftherapie-Maske außerdem: Ihre zwei Kugelgelenke und die Schlauchfixiermöglichkeiten garantieren Ihnen unbeschränkte Bewegungsfreiheit, ohne dass Sie befürchten müssen, die Maske könne an Stabilität einbüßen. So bietet NP 15 Ihnen die allerbesten Voraussetzungen für einen erholsamen, gesunden Schlaf.

* 15 dB(A) (Dezibel) bei einem Druck von 10 hPa (Hektopascal)



JOYCEclinic FF

Die Single-Patient-Use Full-Face-Maske von Löwenstein Medical für die akute nicht-invasive Beatmung. Schnelle, einfache Maskenanpassung und ein sicherer, komfortabler Maskensitz auch bei hohen Drücken. Mit 3 Größen und 4 unterschiedlichen Winkeladaptoren finden Sie für jede Situation und Gerätekombination die passende Maske. Vormontierte, sofort erkennbare Reißleine zur schnellen Diskonnektion der Maske. Der als praktisches Zubehör erhältliche Endoskopie-Adapter ermöglicht die Bronchoskopie, ohne die Beatmung unterbrechen zu müssen.





Cough Assist E70

Der Cough Assist E70 zeichnet sich durch seine übersichtliche und einfache Bedienung aus. Er sorgt dafür, dass Kinder und Erwachsene ihr Lungensekret abhusten können. Das Gerät ist wahlweise manuell, per Fußpedal oder automatischen Betrieb einstellbar. Cough Assist E70 hilft Patienten, wieder frei durchzuatmen.



The Vest

The Vest hilft bei gestörter Sekretmobilisation im Zusammenhang mit verschiedenen Krankheitsbildern, insbesondere bei Mukoviszidose, chronisch-obstruktiven Lungenerkrankungen oder neurologischen Erkrankungen wie Muskeldystrophie. Mittels hochfrequenter Be- und Entlastung der Thoraxwand werden sogenannte „Mikro-Hustenstöße“ über eine aufblasbare Weste erzeugt. Diese lösen zähe Lungensekrete und transportieren sie in Richtung der zentralen Atemwege.



Allegra M30

Das neuartige technische Konzept der Allegra M30 eröffnet einzigartige Wiederaufbereitungsmöglichkeiten und macht die Absaugpumpe damit außergewöhnlich wirtschaftlich. Ob im Akkubetrieb oder stationär, die Allegra M30 überzeugt durch ihre Robustheit und Langlebigkeit.

Sekretmanagement

Absaugung



LM Flow 100

Die LM Flow-Serie zeichnet sich durch die intuitive Bedienoberfläche und der integrierten verbrauchsfreien Sauerstoffmessung aus. Der LM Flow 100 ermöglicht durch sein „Touch Display“ eine schnelle und präzise Einstellung des inspiratorischen Sauerstoffs und einen Flow bis zu 80 l/min. Der integrierte Befeuchter sorgt für eine optimale Atemgasklimatisierung auch bei hohen Flüssen. Zur Fortführung der Therapie nach Entlassung aus dem Krankenhaus kommt der LM Flow zur Anwendung, welcher speziell auf die Bedürfnisse der Patienten in der häuslichen Umgebung und zur Langzeitanwendung entwickelt wurde.



MyAirvo 2

MyAirvo 2 setzt einen neuen Maßstab für die Atemtherapie in der Klinik und Zuhause. Der integrierte Luftflussgenerator in Verbindung mit einem beheizten Atemgasbefeuchter und das innovative Sauerstoffzufuhrsystem bieten Leistungsstärke und Benutzerfreundlichkeit. MyAirvo 2 kann mittels Nasenbrillen- und Tracheostomie-Anschluss betrieben werden. Der Flow lässt sich in Schritten von 5 l/min über einen Bereich von 15 l/min bis 45 l/min einstellen und erreicht nahezu 100 % relative Feuchte bei Körpertemperatur (37 °C).



Übersicht HOMECARE 2020

24-Stunden-Service
für Notfälle außerhalb der
Geschäftszeiten:

Telefon: 0800-501535

freecall



Stand: 01/2020

p10060at2001

Rev. 01/20



p10060at2001

