



## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Für den Low- und Highflow Einsatz
- Kann mit oder ohne aktive Befeuchtung verwendet werden
- Weiche, gebogene Prongs
- Verschiedene farbkodierte Größen
- 15 mm Schlauchadapter im Lieferumfang enthalten
- Hergestellt ohne Naturkautschuklatex oder Weichmacher DEHP
- Einzeln verpackt

### BESTELLINFORMATIONEN

| Artikelnummer | Beschreibung  | Gewichtsangabe    | VE       |
|---------------|---------------|-------------------|----------|
| nj4900nse     | Micro Preemie | < 750 Gramm       | 1 Stück  |
| nj4901nse     | Preemie       | < 1000 Gramm      | 1 Stück  |
| nj4902nse     | Newborn       | 1000 - 2500 Gramm | 1 Stück  |
| nj4903nse     | Infant        | > 2500 Gramm      | 1 Stück  |
| nj4900ns      | Micro Preemie | < 750 Gramm       | 10 Stück |
| nj4901ns      | Preemie       | < 1000 Gramm      | 10 Stück |
| nj4902ns      | Newborn       | 1000 - 2500 Gramm | 10 Stück |
| nj4903ns      | Infant        | > 2500 Gramm      | 10 Stück |

# RAM CANNULA®

## Nasale Sauerstoffkanüle

Homecare  
 Pneumologie  
 NEONATOLOGIE  
 Anästhesie  
 Intensivbeatmung  
 Schlafdiagnostik  
 Service  
 Patientenbetreuung