



Интерфейс пациента

—
Ключевой компонент для соблюдения
режима терапии

Интерфейс пациента

Наши маски для терапии на дому и в стационаре



К дыхательным маскам, используемым для **терапии на дому** (в медицине сна и для амбулаторной вентиляции легких) предъявляются самые различные требования. Маски должны обеспечивать удобство в ношении и плотность прилегания. Они также должны быть компактными, легкими и простыми в применении. Выдыхательная система должна создавать бесшумный диффузионный поток, а шаровое шарнирное соединение – предоставлять свободу движений. И, что немаловажно, маска должна иметь приятный внешний вид.

В условиях стационара к маске предъявляются иные требования. Здесь дыхательные маски должны обеспечивать достаточную герметичность и плотность для работы при высоком давлении. Это особенно важно, так как в режиме терапии зачастую создается высокая разность давлений на вдохе и выдохе. В зависимости от конкретного применения маски должны быть многоразовыми (пригодными для гигиениче-


ской обработки) или одноразовыми (с утилизацией после однократного применения).

Выполнение предъявляемых к маске требований является важным условием для соблюдения пациентом режима терапии и успешного лечения. Выпускаемые нами маски обеспечивают на практике широкий диапазон применений.

Для терапии на дому предназначены высококачественные маски серии CARA, легко подгоняемые маски JOYCEone, простые в применении маски JOYCEeasy, а также проверенные на практике и удобные в ношении модели масок серии JOYCE SilkGel. Для стационаров мы предлагаем рото-носовые маски JOYCEclinic для одного пациента и новые дыхательные маски LENA, пригодные для гигиенической обработки и многократного применения.

Благодаря данному широкому многообразию каждый пациент найдет для себя подходящую маску.

Подходящая маска для любых требований




Наши отмеченные премиями маски CARA



Focus Open 2018
Special Mention
BADEN-WÜRTTEMBERG
INTERNATIONAL DESIGN AWARD

Ассортимент наших масок



		CARA	CARA рото-носовая	JOYCEone	JOYCEone рото-носовая	JOYCEeasy next рото-носовая	JOYCEeasy	JOYCEeasy рото-носовая	JOYCE SilkGel		
		Носовая маска	Рото-носовая маска	Носовая маска	Рото-носовая маска	Рото-носовая маска	Носовая маска	Рото-носовая маска	Носовая маска		
		вентилируемая	вентилируемая	вентилируемая	вентилируемая	невентилируемая	вентилируемая	вентилируемая	вентилируемая		
Размер	XS	25590	—	—	—	—	—	—	—		
	Номер заказа	25600	25630	25260	25290	25270	25109	25159	25510	25910	26118
			25640				25119	25169	25520	25920	26128
			25650				25129	25179	25530	25930	26138
	XL	—	—	—	—	—	—	—	—		
Силикон	●	●	●	●	●	●	●	●	—		
Гель	—	—	—	—	—	—	—	—	●		
Диапазон давлений	4 – 30 гПа	4 – 25 гПа	4 – 30 гПа	4 – 30 гПа	4 – 30 гПа	4 – 40 гПа	4 – 40 гПа	4 – 30 гПа	4 – 30 гПа	4 – 40 гПа	
Уровень шума (дБ(А) при уровне звукового давления 10 гПа)	18	19	18	19	—	13	—	18	3	15	
Шаровое шарнирное соединение	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	
Коннектор для измерения давления	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	
Возможно подключение внешней выдыхательной системы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	



с двойной
уплотни-
тельной
кромкой

JOYCE SilkGel ро-то-носовая	JOYCE		JOYCE ро-то-носовая		NP 15	LENA		JOYCEclinic ро-то-носовая		
Ро-то-носо-вая маска	Носовая маска		Ро-то-носовая маска		Мягкая назальная маска	Ро-то-носовая маска		Ро-то-носовая маска		
вентилиру-емая	вентилиру-емая	невентилю-руемая	вентилиру-емая	ро-то-носо-вая плюс венти-лируемая	вентилиру-емая	вентилиру-емая	невентилю-руемая	невентилю-руемая	невентилю-руемая + AAV	вентилиру-емая
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26418	26110	26160	26410	26413	26755	26460	26960	26805 / 26857*	26845 / 26869*	26840 / 26866*
26428	26120	26170	26420	26423		26470	26970	26815 / 26858*	26855 / 26870*	26850 / 26867*
26438	26130	26180	26430	26433		26480	26980	26825 / 26859*	26865 / 26871*	26860 / 26868*
—	26140	26190	26440	26443	—	—	—	—	—	—
—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 – 40 гПа	4 – 30 гПа	4 – 30 гПа	4 – 30 гПа	4 – 30 гПа	4 – 25 гПа	4 – 35 гПа	4 – 35 гПа	4 – 50 гПа	4 – 50 гПа	4 – 50 гПа
16,5	15	—	15	15	15	12	—	—	—	—
•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—
•	•	•	•	•	•	Коннектор для подачи O ₂	—	—	—	—
—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—

* в наборе из 10 шт.

CE 0197

Фиксация и размеры


Носовые мягкие насадки




CARA
три размера для
95 процентов лиц




JOYCEone
один размер /
расширенная
и более эластичная на
переносице



JOYCEeasy
расширенная на
переносице / размеры
по длине больше, чем
у JOYCE



JOYCE SilkGel
заужена на
переносице / с гелевым
наполнителем



JOYCE
заужена на
переносице / размеры
S - XL

с двойной
уплотни-
тельной
кромкой

Рото-носовые мягкие насадки




LENA
герметична при
давлениях до 35 мбар
три размера




CARA рото-носовая
три размера для
90 процентов лиц



JOYCEone рото-носовая
один размер /
расширенная
и более эластичная на
переносице



**JOYCEeasy next рото-
носовая**
шире и длиннее чем рото-
носовая JOYCEeasy / для
повышенных давлений



JOYCEeasy рото-носовая
расширенная на
переносице / размеры
по длине больше, чем
у JOYCE



**JOYCE SilkGel рото-
носовая**
заужена на
переносице / с гелевым
наполнителем



JOYCE рото-носовая
заужена на
переносице / размеры
S - XL



Комплекующие



Уголок NV

В дополнение к стандартным вентилируемым моделям мы предлагаем комплект уголков для рото-носовых масок типа NV.



Уголок NV+AAV

В дополнение к стандартным вентилируемым и невентилируемым уголкам мы предлагаем невентилируемую модель с клапаном анти-асфиксии (AAV).



Эндоскопический адаптер

Для эндоскопического обследования профессиональными пользователями в ходе НИВ-терапии. На многих наших моделях эндоскопический адаптер легко устанавливается взамен уголка маски.



Шнур для экстренного снятия маски

Шнур для экстренного снятия используется вместо зажимов оголовья. Удобнее пользоваться пациентам с артритом или ограниченной подвижностью (например, после инсульта).



Оголовье XL

Это оголовье оптимально для пациентов с окружностью головы более 60 см. Его можно использовать в комбинации со всеми стандартными масками.



Silentflow 3

Внешняя выдыхательная система используется с масками типа NV в условиях стационара. Оба конца Ø 22 мм, вставного типа

	Уголок NV	Уголок NV+AAV	Эндоскопический адаптер NV	Шнур для экстренного снятия	Оголовье XL (без зажимов)
CARA	—	—	—	—	●
CARA рото-носовая	—	—	—	25623	●
JOYCEone	—	—	—	—	●
JOYCEone рото-носовая	25275	—	15864	26890	●
JOYCEeasy next рото-носовая	25275	—	15864	26890	●
JOYCEeasy	—	—	—	—	●
JOYCEeasy рото-носовая	25275	—	15864	26890	●
JOYCE SilkGel	26207	—	—	—	●
JOYCE SilkGel рото-носовая	26207	—	—	26560	●
JOYCE	26207	—	—	—	●
JOYCE рото-носовая	26207	—	—	26560	●
NP 15	—	—	—	—	—
LENA	15970	—	15968	26464	●
JOYCEclinic рото-носовая	25269	26834	15864	Входит в стандартный комплект поставки	—



LÖWENSTEIN medical

ООО „ЛВЕНШТАЙН МЕДИКАЛ РУС“
Ул. Космонавта Волкова 6А,
127299, Москва, Россия
Т. +7 916 927 85 86
Т. +7 495 150 77 38
russia@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com



loewensteinmedical.com



Löwenstein Medical Technology
Kronsaalsweg 40
22525 Hamburg, Germany
Т. +49 40 54702-0
Ф. +49 40 54702-461
info@loewensteinmedical.com

