

HEMOCARE



Wir sind für Sie da.

Beratung. Service. Ausgewählte Produkte.



HOSPITAL

HEMOCARE

DIAGNOSTICS

Inhalt

Hygiene

LÖWOSAN	3
Spezial-Reinigungstücher	3
Reinigungspakete	4
SoClean 2	4
Spezial-Entkalker	5
Spezial-Reinigungsbürste	5

Therapiegeräte

Z1 CPAP	6
Z1 Auto	6
DreamStation Go	7

Therapiegerätezubehör

Schlaftherapie- / Laptop- Reisetasche	8
CPAP Tisch für Matratze	8
Nachttisch-Organizer	9
Hybernite Schlauchheizung	9
Schlauchhülle Nordkap	10
AEROTUBE CPAP-Schlauch- Reinigungssystem	10
Halterung für Schlauchsystem	11
Spannungswandler	11

Masken

DreamWear Nasalmaske	12
DreamWear Full-Face Maske	12
DreamWear Gelkissen Maske	13

Maskenzubehör

Gecko Nasenpolster	13
--------------------------	----

Nasenpflege

Nasendusche Nasanita	14
Nasenspülsalz	14
RC Pflege N	15
RC-Gel Nasal	15

Zubehör

XyliMelts Hafttabletten	16
CPAP Schlafkissen	17

Starter-Paket CPAP-Therapie	18
Nachtwächter Schlafweste	18
SomnoCushion Anti-Schnarch- Rucksack	19
RLV Bandage SchnarchStopp	19

Atemtherapie

Vernebler InnoSpire Elegance	20
Vernebler InnoSpire Go	20
NEBJUNIOR Pinguin	21
M-neb mobile	21
RC-Cornet	22
RC-Cornet N	22
RC-Cornet PLUS	23
RC-Cornet PLUS Nasal	23
Personal Best	24
Optichamber Diamond	24

Sauerstofftherapie

Oxynasor	25
Oxynasor Supra	25

Selbstmessung

boso medicus X	26
boso medistar+	26
Pulsoximeter AEROcheck	27
Fingerpulsoximeter HbO-2000	27

Literatur

Schlafapnoe für Anfänger	28
Schlafstörungen trotz Schlafapnoe-Therapie	28

Filialen

Filialen	29
----------------	----

Bestellung

Bestellung	30
Bestellformular	30
Bestellformular für Deutschland	31
Bestellformular für Österreich	31

Sonderangebote finden Sie in unseren Schlafatempzentren vor Ort sowie in unserem Löwenstein Medical Online Shop unter www.loewenstein.shop.

Die in dieser Broschüre genannten Preise sind bis zum 30.06.2019 gültig.

Bitte beachten Sie, dass die angebotenen Produkte zum Teil keine Leistung Ihrer Krankenkasse sind und deshalb nicht von Ihrem Kostenträger erstattet werden können.

NEW



LÖWOSAN – Der Spezialreiniger für Zubehör ¹⁾

ANGENEHM. FRISCH. SCHONEND.

Mit dem angenehm, frisch duftenden Spezialreiniger können Atemtherapie-Masken und Therapie-Schläuche materialschonend gereinigt werden. Die dabei verwendeten Duft- und Farbstoffe sind zu über 90% biologisch abbaubar. Somit sorgt LÖWOSAN für hygienische Sauberkeit und Frische. Inhalt: 250 ml

Artikelnummer:
5001771ml **8,00 €**



Spezial-Reinigungstücher ¹⁾

PRAKTISCH. TÄGLICH. REINIGEN.

Praktisch für die tägliche Reinigung. Entfernt Schmutz, Fette, Öle und andere organische Rückstände ohne den Einsatz von Chemikalien. Natürliches Reinigungsmittel, das aus Kokosnüssen und anderen Pflanzenextrakten gewonnen wird. Die Reinigungstücher sind biologisch abbaubar, alkohol- und latexfrei und aus reiner Baumwolle, geruchslos oder mit Zitrusduft.

Artikelnummer:
Spezial-Reinigungstücher neutral
Spenderdose à 62 Tücher: 14950hl **9,90 €**

Spezial-Reinigungstücher Zitrus
Spenderdose à 62 Tücher: 14990hl **9,90 €**

Spezial-Reinigungstücher neutral
Tüte mit 12 Tüchern: 14950hlsml **4,50 €**

Spezial-Reinigungstücher Zitrus
Tüte mit 12 Tüchern: 14990hlsml **4,50 €**



¹⁾ Hygieneartikel vom Umtausch ausgeschlossen



Reinigungspakete ¹⁾

PRAKTISCH. ANGEBOT. HYGIENE.

Unsere Reinigungspakete bestehend aus LÖWOSAN der Spezialreiniger 250 ml, Spezial-Reinigungstücher Neutral in der 62er Spenderdose, Spezial-Reinigungstücher Zitrus in der 62er Spenderdose, unserem Spezial-Entkalker und/oder unseren Spezial-Reinigungsbürsten.



Fragen Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort oder besuchen Sie uns unter: www.loewenstein.shop.



SoClean 2

EXKLUSIV. DESINFEKTION. WIRKSAM.

SoClean 2 ist ein vollautomatisches Desinfektionsgerät für die perfekte Hygiene Ihres gesamten Therapiesystems in der Schlafapnoe. Die Desinfektion von Masken, Schläuchen und Befeuchter erfolgt durch aktivierten Sauerstoff (Ozon). Ohne schmutzentfernende Wirkung.

Artikelnummer:
sc1200

299,00 €

Weiteres Zubehör finden Sie unter:
www.loewenstein.shop.

Service-Hotline erreichbar unter:
00800 - 555 888 11

¹⁾ Hygieneartikel, vom Umtausch ausgeschlossen



Spezial-Entkalker ¹⁾

SCHONEND. SICHER. SCHNELL.

Entfernt hartnäckige Kalkrückstände zum Beispiel in Ihrem Atemluftbefeuchter. Mit Korrosionsschutzformel. Frei von Tensiden, Farb- und Duftstoffen. Hinterlässt keinerlei Rückstände.

Artikelnummer:

Is4203-025

6,90 €

Tutorials finden Sie auf unserm YouTube-Kanal



Spezial-Reinigungsbürste ¹⁾

NEU. INDIVIDUELL. SAUBER.

Diese hochwertigen Spezialbürsten machen eine noch gründlicheren Reinigung von CPAP-Schläuchen möglich. Die Innenseite des Schlauches wird durch die Borsten der Bürste mit schonendem Druck gereinigt. So wird verhindert, dass sich gesundheitsschädlicher Schimmel oder Algen im Schlauch festsetzen.

Artikelnummer:

085/123/1 19mm

7,90 €

085/123/2 15mm

7,90 €

Versand ab jetzt möglich.



Z1 CPAP ¹⁾

MOBIL. LEICHT. LEISTUNGSTARK.

Das Z1 CPAP von Breas wurde als ultramobiles CPAP Schlaftherapiegerät für Menschen mit aktivem Lebensstil entwickelt. Durch seine kleinen Abmessungen, das außergewöhnlich leichte Gewicht und den leistungsstarken Akku wird das Z1 zu einem treuen und zuverlässigen Begleiter. Die optionale PowerShell macht den Betrieb des Geräts eine ganze Nacht lang ohne Akkuwechsel möglich. Kein Kabel erforderlich.

Artikelnummer:

217103 (inkl. Schlauchsystem, Netzkabel, Netzteil) **600,00 €**

217203 PowerShell (inkl. Schlauchsystem, Netzkabel, Netzteil, Akku) **999,00 €**

Weiteres Zubehör finden Sie unter:
www.loewenstein.shop

Z1 Auto ¹⁾

MOBIL. WIRKSAM. KOMFORT.

Dank seines einzigartigen Therapie-Algorithmus und einer hohen Abtastrate liefert das Z1 Auto von Breas eine äußerst schnell ansprechende, wirksame Therapie bei einem niedrigen Gesamtdruck im Vergleich zum Standard-CPAP. Das Ergebnis ist eine sanfte Therapie, ein natürliches Atemmuster und eine angenehme Anwendung. Das Z1 APAP bietet maximalen Komfort jede Nacht, egal, ob zuhause oder in einem Zelt mitten im Nirgendwo.

Artikelnummer:

218103 (inkl. Schlauchsystem, Netzkabel, Netzteil) **735,00 €**

218203 PowerShell (inkl. Schlauchsystem, Netzkabel, Netzteil, Akku) **1.149,00 €**



¹⁾ Hygieneartikel, vom Umtausch ausgeschlossen

DreamStation Go ¹⁾

KOMPAKT. LEICHT. MOBIL.

Dreamstation Go ist das neue, innovative Schlaftherapie-Gerät von Philips. Mit kompaktem Design, geringem Gewicht und integrierter Stromversorgung ermöglicht es volle Mobilität ohne unterwegs auf eine hochwertige Schlaftherapie verzichten zu müssen. Integrierte Bluetooth-Schnittstelle.

Artikelnummer:

deg502s13

949,00 €

1133281 (Overnight Battery)

329,99 €



¹⁾ Hygieneartikel, vom Umtausch ausgeschlossen

Therapiegeräte für die Reise



Schlaftherapie- / Laptop-Reisetasche

PORTABEL. EINFACH. EFFIZIENT.

Die Reisetasche für die Schlaftherapie bietet Ihnen eine Trageoption, in der sich die meisten Schlaftherapiesysteme mit Luftbefeuchtern, ein Laptop und weitere kleinere Zubehörteile unterbringen lassen. Mit ihr wird das Reisen mit einem Schlaftherapiesystem einfach und effizient.

Abmessungen:

40,99 cm x 30,5 cm x 19,99 cm

Artikelnummer:

1114784

99,00 €



CPAP Tisch für Matratze

MOBIL. SCHNELL. ÜBERALL.

Der CPAP Tisch ist besonders geeignet für Reisen mit dem Therapiegerät. Der Zusammenbau ist in wenigen Augenblicken möglich. Die Befestigung kann an Bett, Sofa, Stuhl oder einem ähnlichen Gegenstand erfolgen.

Artikelnummer:

cpapbstv1

34,90 €



Nachttisch-Organizer

PRAKTISCH. VARIABEL. EINSATZBEREIT.

Der Nachttisch-Organizer bietet Ihnen eine praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre Maske und die Schläuche, ohne Ihren Nachttisch zu überfrachten – sowohl zu Hause als auch auf Reisen. Zudem sorgt er dafür, dass die Komponenten nicht einstauben und stets einsatzbereit sind.

Abmessungen:
20,3 cm x 27,8 cm x 9,5 cm

Artikelnummer:
1122135 **39,00 €**

Hybernite Schlauchheizung ¹⁾

LEISE. EFFIZIENT. SPEZIELL.

Bei der Verwendung eines Warmluftbefeuchters kommt es in kühleren Jahreszeiten häufig zu Kondenswasserbildung im Therapieschlauch. Störende Geräusche entstehen. Eine Schlauchheizung verringert die Temperaturdifferenz und hilft die Maximalmenge an Feuchtigkeit an die Atemluft abzugeben. Mit einer Schlauchlänge von 1,80 m und 22 mm Durchmesser kann die Schlauchheizung für fast alle gängigen Therapiegeräte verwendet werden. Die Hybernite Schlauchheizung kann mit jedem Schlaftherapiegerät betrieben werden, die Hybernite Superday Schlauchheizung ist speziell für Therapiegeräte von Löwenstein Medical konzipiert.



Artikelnummer:
Hybernite Schlauchheizung: roc2300 **69,00 €**
Ersatzschlauch Hybernite: hbt300 **39,90 €**

Schlauchhülle Nordkap ¹⁾

ALTERNATIVE. PASSEND. KOMFORT.



Als Alternative für eine Schlauchheizung hilft der Überzug für den Atemschlauch die Bildung von Kondenswasser in Maske und Schlauch zu reduzieren. Die Schlauchhülle Nordkap ist 180 cm lang, wiederverwendbar und passend für fast alle gängigen CPAP Schläuche.

Artikelnummer:
270.158

14,90 €

Hinweis: Den Artikel nicht mit der Hybernite Schlauchheizung kombinieren!

AEROTUBE CPAP-Schlauch-Reinigungssystem

EINFACH. REINIGUNG. WIEDERVERWENDBAR.

Zur einfachen Reinigung und Aufbewahrung von CPAP-Schläuchen. AEROTUBE ist wiederverwendbar und waschbar.


Bestehend aus: 1x Schlauchbrücke, 2x Schlauchkappen, 1x Hakenvorrichtung, 1x Saugnapf, Farbe: Hellblau

Artikelnummer:
hcz01-rs1-hb

14,70 €



¹⁾ Hygieneartikel, vom Umtausch ausgeschlossen



Halterung für Schlauchsystem

EINFACH. PRAKTISCH. SCHLAFEN.

Mit dem CPAP Schlauchhalter schlafen Sie angenehmer. Einfach und dennoch praktisch konzipiert, verringert das System die Zugbelastung auf den Atemschlauch sowie das Rutschen der Maske und vermeidet somit Leckagenbildung. Mit Hilfe des Zeltstangen-Systems ist der CPAP Schlauchhalter in wenigen Sekunden aufgebaut und einsatzbereit. Im Lieferumfang inbegriffen ist ein handlicher Transportbeutel.

Produktabmessungen: 102 cm (Höhe)

Artikelnummer:
cpahlv5

29,00 €

Spannungswandler

FREIZEIT. MOBILITÄT. LEISTUNGSSTARK.

Diese hochwertigen Geräte ermöglichen volle Freizeitmobilität unter maschineller Atemtherapie. Aufgrund hoher Leistungsreserven auch für einen Betrieb mit beheizter Atemgasanfeuchtung geeignet. Ausgestattet mit e-Kennzeichen (e-mark) dürfen die Geräte in Fahrzeugen und Booten montiert und betrieben werden.



Artikelnummer:
Spannungswandler 12 V:
150-541

69,00 €

Spannungswandler 24 V:
150-540

79,00 €

Für alle gängigen Schlaftherapiegeräte geeignet. Produktspezielle Spannungswandler unter www.loewenstein.shop.



DreamWear Nasenmaske ¹⁾

INNOVATIV. KOMFORT. BEWEGUNGSFREIHEIT.

Durch ihr innovatives Design liegt die DreamWear Nasalmaske nur minimal auf und bietet höchsten Tragekomfort. Der Patient hat ein völlig uneingeschränktes Blickfeld und eine optimale Bewegungsfreiheit zur Findung der optimalen Schlafposition. Einzigartig ist der Luftfluss innerhalb des Rahmens und der Anschluss oben auf dem Kopf. Das Material ist angenehm leicht, weich und flexibel. Die Maske ist so gut wie nicht zu spüren.

Artikelnummer:
1116700

149,00 €



DreamWear FullFace Maske ¹⁾

PASSGENAUIGKEIT. KOMFORT. DICHTIGKEIT.

Für jeden Patienten eine passende Lösung – auch Patienten, die aufgrund einer Mundleckage eine Full Face Maske benötigen, müssen ab sofort auf den vollen Komfort der DreamFamily nicht mehr verzichten. Die neue DreamWear Full verbindet Passgenauigkeit und Dichtigkeit im Bereich von Nase und Mund mit allen Vorteilen der DreamWear Masken und bietet die Freiheit, auch unter Therapie so zu schlafen, wie man es gewohnt ist.

Artikelnummer:
1133400

169,00 €

¹⁾ Hygieneartikel, vom Umtausch ausgeschlossen



DreamWear Gelkissen Maske ¹⁾

INNOVATIV. FREIHEIT. INDIVIDUELL.

Alle innovativen Masken der DreamFamily von Philips bieten ein Maximum an Komfort und Bewegungsfreiheit für die Patienten, die eine individuelle, maßgeschneiderte Schlafatemtherapie wünschen. Lesen oder Fernsehen ist mit bereits aufgesetzter Maske ohne jede Einschränkung des Blickfeldes möglich, auch bei bereits laufender Therapie.

Die DreamWear Masken geben den natürlichen Schlafkomfort zurück, als wäre gar keine Maske vorhanden. Jetzt auch als Variante mit Nasal Pillows (Gelkissen) mit besonders kleinen Abmessungen verfügbar.

Artikelnummer:
1124984

149,00 €

Gecko Nasenpolster ¹⁾

WEICH. ANGENEHM. TRAGEKOMFORT.

Verbessern Sie den Tragekomfort Ihrer Maske und minimieren Sie Leckagen, Druckstellen und Hautirritationen mit dem Gecko Nasenpolster. Bestehend aus latexfreiem und hypoallergenem Polymergel lässt sich das Gecko bei allen Nasen- und FullFace Masken einsetzen. Das Gecko Nasenpolster ist eine weiche, angenehm zu tragende Auflage, die vor dem Aufsetzen der Maske auf dem Nasenrücken platziert wird. Die empfohlene Nutzungsdauer beträgt 30 Tage.



Produktabmessungen:

Small: 89 x 38 mm

Large: 107 x 51 mm

Artikelnummer:

1 Stück

61912 Small

61913 Large

20,00 €

Nasendusche Nasanita – inkl.

4 Beuteln ¹⁾



SCHNELL. EINFACH. BEFREIEND.

Ebenso wie man sich täglich die Zähne putzt, sollte man in Zeiten erhöhter Ansteckungsgefahr oder Belastung auch ein- bis zweimal täglich die Nase spülen. Zur Nasenpflege, als Vorbeugung von Erkältungserkrankungen, als schnelle Hilfe bei Allergien oder einfach, um die Nase von den täglichen Belastungen zu befreien.

Artikelnummer:
531010

14,95 €

Nasenspülsalz 20 Beutel à 2,5 g

BEFEUCHTUNG. EFFEKTIV. WIRKSAM.

Nachfüllbeutel für die Nasendusche Nasanita. Die Nasenspülung dient zur Befeuchtung der Nase bei Schleimhauttrockenheit und ist für regelmäßige Spülbehandlungen, bei denen die mechanische Reinigung der Nase im Vordergrund steht.

Artikelnummer:
530446

5,95 €



¹⁾ Hygieneartikel, vom Umtausch ausgeschlossen

RC Pflege N® - Nasen- und Rachenspray (20 ml) ¹⁾



EFFEKTIV. REINIGUNG. SCHUTZFUNKTION.

RC Pflege N reaktiviert effektiv die Schutzfunktion der Schleimhäute, indem es die Nasenhöhle von Staubpartikeln, Pollen und Allergenen reinigt. Das Nasen- und Rachenspray enthält keine Konservierungsstoffe. Das spezielle Sprühsystem ist mit einem Sterilfilter ausgestattet und kann somit bis zum auf der Verpackung angegebenen Datum verwendet werden.

Artikelnummer:
250

3,99 €

RC-Gel Nasal ¹⁾



FEUCHTIGKEITSSPENDEND. WIRKSAM.

RC-GEL NASAL ist ein feuchtigkeitsspendendes Gel mit Hyaluronsäure für die natürliche Befeuchtung trockener Nasenwege. Es vermindert das akute Infektionsrisiko und ist für die tägliche Nasenpflege z.B. im Rahmen einer Sauerstofftherapie oder als Ergänzung zur Therapie von Erkältungen, Allergien und chronischen Atemwegserkrankungen geeignet.

Artikelnummer:
260

9,95 €

XyliMelts Hafttabletten ¹⁾

EFFEKTIV. ANGENEHM. LANGANHALTEND.

Die XyliMelts Hafttabletten wirken auf natürlichem Wege effektiv gegen Mundtrockenheit und bieten bis zu 8 Stunden ein angenehmes befeuchtetes Mundgefühl. Verfügbar in den Sorten Neutral und Milde Minze.

Artikelnummer:

XyliMelts Hafttabletten (40er) gegen Mundtrockenheit, Neutral: 01ac0012 **15,99 €**

XyliMelts Hafttabletten (40er) gegen Mundtrockenheit, Milde Minze: 01ac0014 **15,99 €**



¹⁾ Hygieneartikel vom Umtausch ausgeschlossen

Zubehör

CPAP Schlafkissen ¹⁾

**KOMFORTABEL. UNTERSTÜTZUNG.
WOHLBEFINDEN.**

Schlafen Sie komfortabel – egal in welcher Lage und mit welcher CPAP Maske. Mit dem CPAP Schlafkissen wird der optimale Sitz der CPAP Maske unterstützt. Häufig verursachen Bewegungen im Schlaf Leckagen im Maskenbereich und eine effektive CPAP Therapie wird gestört. Nun können sowohl Seiten-, Bauch- als auch Rückenschläfer von dem speziellen Design des Kopfkissens profitieren. Die Halswirbelsäule wird optimal gelagert und Verspannungen durch unbequeme Haltungen entfallen. Ein Kissen der Extraklasse bildet dabei das Schlafkissen FLUFFY Premium, welches den Schlafkomfort erheblich steigert. Für eine hygienische Anwendung sorgt der waschbare CPAP Schlafkissenbezug durch seine einfache und schnelle Handhabung.

Produktabmessungen:

CPAP Schlafkissen FLUFFY Premium
50,0 x 33,0 x 9,0 cm (Länge x Breite x Höhe)

Artikelnummer:

CPAP Schlafkissen
FLUFFY Premium: mpr158 **79,00 €**

Kissenbezug für CPAP Kissen
mit Gummizug: mpr160 **39,00 €**

Produktabmessungen:

VARIUS-CPAP Nachtwächter Kissen
50,0 x 33,0 x 10-12,5 cm, Höhe ist variabel
(Länge x Breite x Höhe)

Artikelnummer:

VARIUS-CPAP Kissen:
827100 **69,00 €**

Bezug für VARIUS-CPAP Kissen:
8271001 **35,95 €**





Starter-Paket CPAP-Therapie ¹⁾

ANGENEHM. PRAKTISCH. WICHTIG.

Das Starter-Paket beinhaltet die wichtigsten Produkte um Ihre Therapie so komfortabel wie möglich zu machen.

FLUFFY-Schlafkissen
Halterung für Schlauchsystem
LÖWOSAN CPAP Spezialreiniger

Artikelnummer:
v-0810

99,00 €



Nachtwaechter Schlafweste ¹⁾

ERGONOMISCH. KOMFORT. FUNKTIONELL.

Das aktuelle Top-Produkt zur Verhinderung der Rückenlage. Mit modernsten Stoffen aus dem Leistungssport (produziert nach OEKOTEX-Standard). Hochatmungsaktiv, optimaler Schlafkomfort, beste Materialien, geprüfte Funktionalität.

Artikelnummer:
n0025 Größe M/L
n0030 Größe XL/XXL

99,00 €

¹⁾ Hygieneartikel, vom Umtausch ausgeschlossen



SomnoCushion Anti-Schnarch-Rucksack ¹⁾

EINFACH. LEICHT. HANDLICH.

Dieser Rucksack setzt sich aus einem Beutel inkl. Bänderung und einem Luftpolster zusammen und ist leicht anzulegen. Durch diesen Rucksack wird die Rückenlage verhindert und der Schlaf in der Seitenlage gefördert.

Artikelnummer:

05010000

69,00 €



RLV Bandage Anti-SchnarchStopp ¹⁾

ALTERNATIVE. ANGENEHM. ATMUNGSAKTIV.

Diese spezielle Bandage verhindert die Rückenlage und fördert das Schlafen in der Seitenlage. Die SchnarchStopp-Bandage setzt sich aus einem Formteil (WendeStopp) mit zwei Kunststoffstiften und einer Bandage zusammen. Die dehnungsfähige Bandage ist aus atmungsaktivem Stretch-Material gefertigt und überzeugt durch einfache Handhabung.

Artikelnummer:

1033 Konfektionsgröße 48/50 für Herren

1034 Konfektionsgröße 40/42 für Damen

1035 Konfektionsgröße 52 für Herren

1036 Konfektionsgröße 44 für Damen

69,00 €

Vernebler InnoSpire Elegance ¹⁾

EFFIZIENT. KONSTANZ. LEISTUNGSSTARK.

Zuverlässige Arzneimittelverabreichung für Patienten im Krankenhaus und zu Hause: Mit der Inhalationstherapie des InnoSpire Elegance ist es möglich, Arzneimittel direkt über die Einatmung zu sich zu nehmen. Dabei wird der Wirkstoff direkt in die Atemwege transportiert. Speziell bei Erkältungen und Husten ist diese Form der Arzneimittelverabreichung besonders gefragt und findet hier häufig Anwendung. Das Gerät ist sowohl für Erwachsene als auch für Kinder geeignet.



Artikelnummer:
1099973

139,00 €

Vernebler InnoSpire Go ¹⁾

PORTABLE. KLEIN. AKKU.

Der tragbare Mesh-Vernebler InnoSpire Go ist schnell, effizient sowie anwenderfreundlich. Er verkürzt die Behandlungszeit Ihrer Inhalationstherapie, z.B. bei Asthma oder COPD.



Artikelnummer:
1126593

179,00 €

¹⁾ Hygieneartikel, vom Umtausch ausgeschlossen

NEBUJUNIOR® Pinguin Inhalator/

Vernebler ¹⁾

KINDERFREUNDLICH. EINZIGARTIG. EINFACH.



Der NEBUJUNIOR® Pinguin ist das Inhalationsgerät für Kinder im ansprechenden und einzigartigen Design. Er wurde entwickelt, um es Eltern und Kinderärzten einfacher zu machen und den kleinsten Patienten dabei dennoch eine optimale und erfolgreiche Therapie zu ermöglichen.

Artikelnummer:
50400

149,00 €



¹⁾ Hygieneartikel, vom Umtausch ausgeschlossen

RC-Cornet® (Basiscornet) – Atemphysiotherapiegerät ¹⁾



HANDLICH. EFFEKTIV. BEFREIT.

Zur physikalischen Therapie bei Atemwegs- und Lungenkrankheiten wie COPD (chronisch obstruktive Bronchitis), Lungenemphysem, Raucherhusten, Mukoviszidose, Bronchiektase und Asthma bronchiale.

Artikelnummer:
rc cornet

49,00 €

RC-Cornet® N (Nasencornet) ¹⁾



NATÜRLICH. ABSCHWELLEND. FLEXIBEL.

Die sanfte Atemtherapie für die Nase. Das RC-Cornet N verschafft auf natürliche Weise eine freie Nase. Es wirkt langfristig abschwellend, schleimlösend und regenerierend.

Artikelnummer:
rc cornet n

49,00 €

¹⁾ Hygieneartikel, vom Umtausch ausgeschlossen



RC-Cornet® PLUS ¹⁾

QUALITÄT. SCHLEIMLÖSEND. INDIVIDUELL.

Das RC-Cornet® PLUS ist ein Atemtherapiegerät zum effektiven Lösen und Entfernen von fest-sitzendem Bronchialschleim. Es erzeugt bei der Ausatmung einen oszillierenden positiven Ausatemdruck (OPEP), der den Schleim löst und Husten und Atemnot reduziert.

Artikelnummer:
2600

59,00 €



RC-Cornet® PLUS Nasal ¹⁾

LÖSEND. BEFREIT. REGENERIEREND.

Das RC-Cornet® PLUS NASAL ist ein Atemtherapiegerät zum Lösen und Entfernen von Sekret im Nasen-Rachenraum.

Bei der Anwendung entstehen ein positiver Druck sowie Vibrationen, die sich auf den gesamten Nasen-Rachenraum übertragen. Diese wirken langfristig abschwellend, schleimlösend sowie regenerierend speziell bei chronischen Erkrankungen der oberen Atemwege.

Artikelnummer:
2680

65,00 €

¹⁾ Hygieneartikel, vom Umtausch ausgeschlossen

Personal Best Taschen Peak Flow Meter ¹⁾



MESSUNG. PRAKTISCH. KONTROLLE.

Das Peak Flow Meter Personal Best ermöglicht die Messung und Überwachung der Peak Flow Werte von Kindern und Erwachsenen. Durch das Messen des maximalen expiratorischen Flusses (PEF) werden Atemstörungen wie beispielsweise Asthma mit Hilfe leicht einstellbarer Farbmarkierungen kontrolliert.

Artikelnummer:
700-0007 e

26,00 €

OptiChamber Diamond ¹⁾



KOMPAKT. INHALATION. WIRKSAM.

Die Philips Respironics OptiChamber Diamond Inhalierhilfe besteht aus antistatischem Material und unterstützt die wirksame Behandlung. Die Ventile für niedrigen Atemwiderstand öffnen sich problemlos selbst bei niedrigen pädiatrischen Flussraten und ermöglichen eine leichte Atmung durch die Kammer. Die abnehmbare Gesichtsmaske verfügt über ein weiches Polster, das leicht auf dem Gesicht aufliegt. Das antistatische Material hält das Aerosol länger zurück, so dass der Patient mehr Zeit hat, den Wirkstoff zu inhalieren.

Artikelnummer:
1079820

24,00 €

¹⁾ Hygieneartikel, vom Umtausch ausgeschlossen

Oxynasor Supra ¹⁾

KOMFORTABLER. SCHONEND. EFFEKTIV.

Bei dem weiterentwickelten Oxynasor Supra kann durch zwei kleine zusätzlich Gelenke die Positionierung und Befestigung unter der Nase noch komfortabler und sicherer vorgenommen werden. Ein Verdrehen des Oxynasor Supra durch die Anschlusschläuche ist praktisch ausgeschlossen. Auch der Oxynasor Supra erzeugt eine Sauerstoffwolke, die über die Nase oder den Mund eingeatmet werden kann. Im Unterschied zu herkömmlichen Nasenkanülen ist mit dem Oxynasor-Prinzip eine sichere Sauerstoffzufuhr auch bei Schnupfen, verstopften Nasenwegen oder nächtlichem Schnarchen mit Mundatmung möglich. Der Oxynasor Supra eignet sich für die Zufuhr von Sauerstoff von bis zu 3 Liter pro Minute ab einem Körpergewicht von mehr als 30 kg, nicht für Sauerstoff-Demand-Systeme geeignet.



Artikelnummer:
wm 25470

4,90 €



¹⁾ Hygieneartikel, vom Umtausch ausgeschlossen



bosomedicus X

AUTOMATISCH. GENAU. SPEICHER.

Dieses Modell verfügt über alle wichtigen Funktionen, die Sie für eine präzise Blutdruckmessung benötigen. Ein Speicher für 30 Messwerte für die Auswertung des Blutdrucks und die Erkennung eventueller Herzrhythmusstörungen. Die Bedienung erfolgt ganz einfach über eine einzige Taste.

Artikelnummer:
477-0-143

59,90 €



bosomedistar+

VALIDIERT. DESIGN. PRÄZISE.

Für alle, die mehr Informationen zu ihrem Blutdruckstatus wünschen, ist dieses Handgelenkgerät die erste Wahl. Hierzu steht ein Speicher für 90 Messwerte zur Verfügung, der auch Basis für die Auswertung des Blutdrucks ist. Alles plus großer Anzeige und elegantem Gerätedesign.

Artikelnummer:
476-0-143

29,90 €

Pulsoximeter AEROcheck®

KONFORTABEL. SCHNELL. PRÄZISE.



Der AEROcheck® ist ein handliches Finger-Pulsoximeter zur Messung der partiellen Sauerstoffsättigung. Es ist überall einsetzbar, komfortabel, schnell und präzise. Mit sechs Anzeigemodi ist das Zweifarb-Display auf Knopfdruck 360° verstellbar. Mit einem Leichtgewicht von 58 g und einer praktischen Aufbewahrungstasche ist ein bequemer Transport garantiert. Nach einem Dauerbetrieb von ca. 30 Std. erscheint ein optischer Batterie-Schwach-Alarm.

Artikelnummer:
hpo11-fch

64,00 €

Fingerpulsoximeter HbO

LEICHT. KOMFORT. BEDIENUNGSFREUNDLICH.



Das HbO-2000 Fingerpulsoximeter wurde eigens für eine regelmäßige, nicht-invasive Ermittlung der Sauerstoffsättigung sowie der Pulsfrequenz des Patienten konzipiert. Trageband, Batterien und Gebrauchsanleitung sind im Lieferumfang enthalten und das HbO-2000 somit sofort einsetzbar.

Artikelnummer:
hbo-2000

39,90 €



Schlafapnoe für Anfänger

KOMPAKT. INFORMATION. ERFOLG.

Ein multimedialer Ratgeber. Sie haben den Verdacht, an einer Schlafapnoe zu leiden? Sie leiden unter Tagesschläfrigkeit? Nur als informierter, vorbereiteter Patient sind Sie ein erfolgreicher Patient.

Artikelnummer:
w-0136 **6,90 €**



Schlafstörungen trotz Schlafapnoe-Therapie

COMPLIANCE. LÖSUNG. SUPPORT.

Ein multimedialer Ratgeber. Ihre Schlafapnoe ist hervorragend eingestellt. Trotzdem leiden Sie unter Ein- und Durchschlafstörungen? Das muss nicht sein. Mit dem Dreischritte-Programm aus diesem Buch werden Sie Ihre Schlafstörung in den Griff bekommen.

Artikelnummer:
w0139de1606 **6,90 €**




Rev. 11/18

Unsere Filialen in Deutschland sind vom unabhängigen Qualitätsverbund Hilfsmittel e.V. (QVH) zertifiziert. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter www.qvh.de



Filialen

Besuchen Sie unseren
Webshop
www.loewenstein.shop



Deutschland:

Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
D - 56130 Bad Ems
Telefon: 02603 9600-0
Fax: 02603 9600-50
Internet: hul.de

Österreich:

Löwenstein Medical Austria
Schumacherstraße 14
A - 5020 Salzburg
Telefon: +43 (0) 662 / 42 42 80
Fax: +43 (0) 662 / 42 42 80 10
Internet: loewensteinmedical.at

