

prisma CLOUD

und Datenschutz



Woher stammen die Informationen?

Das Modem für prisma CLOUD verknüpft ein prisma Therapiegerät mit der Cloud. Das Gerät baut zweimal pro Tag für kurze Zeit eine Mobilfunkverbindung auf, um automatisch die neusten Informationen zu synchronisieren. Dies geschieht nur, wenn das Modem angeschlossen und das Gerät mit dem Strom verbunden ist. Während die Therapie läuft ist das Gerät stets im Flugmodus.

Übermittelt werden technische Daten wie beispielsweise die Seriennummer des Geräts und natürlich Informationen zur Therapie selbst, die dabei helfen, während der Behandlung eine gute und sichere Betreuung zu ermöglichen. Es werden keinerlei personenbezogenen Daten erhoben oder übermittelt.

Löwenstein Medical Technology · Kronsaalweg 40 · 22525 Hamburg · Deutschland · T: +49 40 54702-0 · info@loewensteinmedical.de · www.loewensteinmedical.de

Sind die Daten sicher?

Datenschutz und Sicherheit sind – gerade bei medizinischen Informationen – ausgesprochen wichtig. Daher haben wir ein Schutzkonzept entwickelt, das maximale Priorität auf Privatsphäre legt und unautorisierten Zugriff verhindert.

Grundsätzlich besteht der Zugang zu den gespeicherten Daten nur für Arzt und Patient. Weder Versorger, noch wir als Hersteller, greifen auf die in der Cloud liegenden Informationen zu. Und selbstverständlich hält prisma CLOUD die Vorgaben der EU-DSGVO ein, ist ein Medizintechnikprodukt und hat ein CE-Zeichen, ganz so wie es von einem vertrauensvollen Hersteller erwartet wird.

CE 0197



prisma CLOUD

und my.prismaCLOUD

Unsere Telemedizinlösung für Sie und Ihre Patienten


Mit prisma CLOUD können Sie die Therapie Ihrer Patienten einfach, flexibel und sicher begleiten. Lassen Sie sich unterstützen und konzentrieren Sie sich auf das Wichtigste: Die optimale Betreuung Ihrer Patienten.

prisma CLOUD sorgt automatisch dafür, dass Sie zu jeder Zeit Zugriff auf alle relevanten Therapieparameter haben. Im Bedarfsfall können Sie sofort reagieren und die Therapieeinstellungen über die Cloud anpassen.

Verlassen Sie sich darauf, dass Sie immer tagesaktuelle Informationen zur Therapie erhalten. Völlig automatisch, von überall.

Dadurch eröffnen sich Ihnen viele neue Möglichkeiten die Therapie Ihrer Patienten effizient zu betreuen. Und das nicht nur mit den prisma- Schlaftherapiegeräten, sondern auch mit prisma VENT.

AHI, Compliance, Leckage und noch viel mehr.




Alle relevanten Therapieinformationen werden Ihnen zur Verfügung gestellt. Das prisma CLOUD Dashboard zeigt eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Parameter, damit Sie sofort erkennen können, welcher Patient besonders von Ihrer Aufmerksamkeit profitiert. Sortieren und konfigurieren Sie sich die Ansicht einfach nach Ihren Vorstellungen, dass Sie mit einem Blick die wichtigsten Patienten identifizieren können.

Über die erweiterte Ansicht erhalten Sie zusätzliche Details, die Ihnen bei der Beurteilung der Therapie helfen.

Den Bericht über beliebige Zeiträume können Sie direkt in der Cloud erzeugen und als PDF speichern, versenden oder drucken. Profitieren Sie von Dokumentationsqualität, vergleichbar mit prismaTS.

prisma CLOUD wird kontinuierlich weiterentwickelt und mit innovativen Funktionen erweitert. Hiervon profitieren Sie automatisch, ohne dass Sie sich um Updates kümmern müssen.



 prisma CLOUD
und my.prismaCLOUD

Für Ihre Patienten – my.prismaCLOUD

prisma CLOUD hilft nicht nur Ihnen: Geben Sie Ihren Patienten die Möglichkeit Einblicke in die Qualität ihres Schlafs und die Wirksamkeit der Therapie zu erhalten. Über my.prismaCLOUD.com sind Ihre Patienten bei Bedarf stets informiert, wie lange und wie tief sie geschlafen haben. Gleichzeitig liefert my.prismaCLOUD Informationen zum Maskensitz und zu möglicherweise noch

vorhandenen Apnoen und Schlafereignissen. AHI, Leckage, Compliance und Tiefschlaf-Indikator werden speziell für den Patienten in einer einfachen und übersichtlichen Weise dargestellt.

my.prismaCLOUD ist ein optionales Angebot. Nur Sie entscheiden, ob Sie Ihren Patienten dieses Produkt zur Verfügung stellen möchten.

